


九動のCARDシリーズを生殖工学にご利用ください。

Center for
Animal
Resources and
Development

CARD シリーズとは
熊本大学資源開発分野(CARD)で開発
された生殖工学関連試薬です。
熊本大学とのライセンス契約に基づき
九動が製造、販売しています。



**CARD 冷蔵輸送キットで
精巢上体尾部を輸送**



※「FERTIUP」は弊社の登録商標です



KYUDO CO.,LTD. 〒841-0075 佐賀県鳥栖市立石町惣楽883-1

九動

株式会社

TEL : 0942(82)6519 FAX : 0942(85)3175

E-mail: fertiup@kyudo.co.jp

URL ; <http://www.kyudo.co.jp/>

生殖工学関連試薬一覧

製品名	規格
CARD FERTIUP 精子凍結保存液	0.13 mL
	0.5 mL
	1 mL
CARD FERTIUP マウス精子前培養培地	0.5 mL
	1 mL
CARD MEDIUM [®] マウス体外受精用培地	1キット
CARD FERTIUP マウス精子前培養培地 0.5 mL- CARD MEDIUM [®] マウス体外受精用培地	1セット
CARD FERTIUP マウス精子前培養培地 1.0 mL- CARD MEDIUM [®] マウス体外受精用培地	1セット
マウス過剰排卵誘起剤CARD HyperOva [®]	1.0 mL
	0.6 mL
NEW マウス過剰排卵誘起剤CARD HyperOva [®] F.D.	1キット
	5キット
CARD mHTF培地(マウス用体外受精用培地)	2 mL
	5 mL
CARD KSOM (胚培養用培地)	2 mL
	5 mL
CARD 0.25 M Sucrose (凍結胚融解用試薬)	2 mL
	5 mL
CARD 1M DMSO (凍結胚作製用試薬)	1 mL
CARD DAP213 (凍結胚作製用試薬)	0.5 mL
	1 mL

FERTIUP, CARD MEDIUM[®]及びCARD HyperOva[®]は研究使用のみを対象としており、診断・治療目的には使用できません。

FERTIUP, CARD MEDIUM[®]及びCARD HyperOva[®]に関する情報は以下のサイトで閲覧可能です。

<http://www.kyudo.co.jp/fertiup.html>

<http://card.medic.kumamoto-u.ac.jp/card/japanese/manual/index.html>

参考文献

- 1) Takeo, T., Hoshii, T., Kondo, Y., Toyodome, H., Arima, H., Yamamura, KI., Irie, T. and Nakagata, N. Biol Reprod. 78(3):546-51,2008.
- 2) Takeo, T and Nakagata, N. Lab Anim. 44 (2) : 132-,2010.
- 3) Nakagata N. Methods Mol Biol. 693: 57-734, 2011.
- 4) Takeo, T. and Nakagata, N., PLOS ONE, 10 (5) , e0128330, 2015.
- 5) Takeo, T. and Nakagata, N., Theriogenology, 86 (5), 1341-6, 2016.

高性能マウス精子凍結保存・体外受精システム

CARD FERTIUP

Center for
Animal
Resources and
Development

マウス精子凍結保存液



Lot No. CK1711C EXP DATE : 5/2018

本製品は、九動(株)と国立大学法人
熊本大学が共同開発した製品です

※室温で保管して下さい

動物の治療など研究目的以外に使用することはできません。人体に有害な成分は含んでいませんが、飲んだり、体に塗布したりしないで下さい。

※「FERTIUP」は弊社の登録商標です

KYUD CO., LTD.

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

TEL: 0942-82-6519

FAX: 0942-85-3175

E-mail: fertiup@kyudo.co.jp

高性能マウス精子凍結保存・体外受精システム

CARD FERTIUP

Center for
Animal
Resources and
Development

マウス精子前培養培地 特許 第4683408号



Lot No. CK1701P EXP DATE : 7/2018

本製品は、九動(株)と国立大学法人熊本大学
が共同開発した製品です

※必ず冷蔵保管して下さい

10℃以上では長期間安定的に保管することができません
動物の治療など研究目的以外に使用することはできません
人体に有害な成分は含んでいませんが、飲んだり、
体に塗布したりしないで下さい

※「FERTIUP」は弊社の登録商標です

KYUD CO., LTD.

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

TEL: 0942-82-6519

FAX: 0942-85-3175

E-mail: fertiup@kyudo.co.jp

高性能マウス体外受精用培地

Center for
Animal
Resources and
Development

特許第5439677
号

CARD MEDIUM

FERTIUP®-精子前培養培地
と併用することで、
高い体外受精率が得られます。



本製品は、
国立大学法人熊本大学
生命資源研究・支援センター(CARD) 資源開発分野
で開発されました。

冷蔵保管して下さい。

九動 株式会社

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

TEL: 0942-82-6519

FAX: 0942-85-3175

E-mail: fertiup@kyudo.co.jp

マウス体外受精用培地

Center for
Animal
Resources and
Development

KYUD CO., LTD.

CARD mHTF

※必ず冷蔵保管してください。

動物の治療など研究目的以外に使用することは
できません人体に有害な成分は含んでいません
が、飲んだり、体に塗布したりしないで下さい。

九動 株式会社

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

マウス胚受精用培地

Center for
Animal
Resources and
Development

KYUD CO., LTD.

CARD KSOM

※必ず冷蔵保管してください。

動物の治療など研究目的以外に使用することは
できません人体に有害な成分は含んでいません
が、飲んだり、体に塗布したりしないで下さい。

九動 株式会社

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

Center for
Animal
Resources and
Development

KYUD CO., LTD.

CARD 0.25M Sucrose

※必ず冷蔵保管してください。

動物の治療など研究目的以外に使用することは
できません人体に有害な成分は含んでいません
が、飲んだり、体に塗布したりしないで下さい。

九動 株式会社

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

Center for
Animal
Resources and
Development

KYUD CO., LTD.

CARD 1M DMSO

※必ず冷蔵保管してください。

動物の治療など研究目的以外に使用することは
できません人体に有害な成分は含んでいません
が、飲んだり、体に塗布したりしないで下さい。

九動 株式会社

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

Center for
Animal
Resources and
Development

KYUD CO., LTD.

CARD DAP213

※必ず冷蔵保管してください。

動物の治療など研究目的以外に使用することは
できません人体に有害な成分は含んでいません
が、飲んだり、体に塗布したりしないで下さい。

九動 株式会社

〒841-0075

佐賀県鳥栖市立石町惣業883-1

新発売!

マウス過剰排卵誘起剤(研究用)

CARD HyperOva®

Center for
Animal
Resources and
Development

Store at -80℃ to -20℃

KYUD CO., LTD.